



Bruchtest für Dan-Prüfungen

Bruchtest zum 1.Dan

Reihenbruchtest : Dollyo-Chagi Pandae-Dollyo-Chagi, Jumok-Chirugi

Material : 3 Bretter 30cm X 30cm X 30mm

Bruchtest zum 2.Dan

Reihenbruchtest : Dwit-Chagi und Twio-Yop-Chagi, Sonnal-Dung

Material : 3 Bretter 30cm X 30cm X 30mm

Bruchtest zum 3.Dan

Reihenbruchtest : Twio-Pandae-Dollyo-Chagi Twio-Dollyo-Chagi Twio-Nopy-Chagi

Spezialbruchtest (Fußtechnik)

Material : 4 Bretter 30cm X 30cm X 30mm

Bruchtest zum 4.Dan

Bruchtest in der Taebaek

Spezialbruchtest (Fußtechnik)

Handbruchtest : Dung-Jumok-Chikki Sonnal-Dung

Material : 4 Bretter 30cm X 30cm X 30mm

Bruchtest zum 5.Dan

Bruchtest in den Poomse Pyongwon und Sipjing

Spezialbruchtest als Kombination (mindestens zwei Bretter)

Fußbruchtest mit verbundenen Augen (Dollyo-Chagi oder Pandae-Dollyo-Chagi)

Bruchtestmaterial muss vom Prüfling mitgebracht werden!

Bruchtestmaterial für Poom-Prüfung Brettstärke 30 cm X 30 cm X 15 mm

Änderung gültig ab Dezember 2013